

rollz motion²

De andador a silla de ruedas

Pasee por el centro o en el parque como lo desee y luego relájese en Rollz Motion. Si ha caminado lo suficiente y es hora de descansar, transforme su andador en una silla de ruedas y déjese llevar cómodamente.

¡No te preocupes con Rollz Motion!



rollz motion

Especificaciones

Rollz Motion²

Peso Rollz Motion²: 10,7 kg

Rollz Pack silla de ruedas: 3,7 kg

Carga máxima: 125 kg

Altura mínima y máxima usuario: 1.60-1.90 m

Desplegado H × W × L: 87 -102 × 65,5 × 63 cm

Plegado H × W × L: 90-102 × 31 × 63 cm

Profundidad del asiento: 42 cm

Ancho del asiento: 45 cm

Altura del asiento: 55 cm

Diámetro de la rueda delantera: 8 "

Diámetro de la rueda trasera: 12"

Garantía: 5 años en el cuadro y 2 años en otras piezas, con excepción del desgaste normal.

El andador Rollz Motion está certificado por el TÜV como andador y como silla de ruedas.

El Rollz Motion² está disponible en cuatro nuevos colores:

Pebble White, Island Blue, Matt Black y Dark Purple .

Rollz Motion² Small

Peso Rollz Motion: 10.7 kg

Rollz Pack silla de ruedas: 3.7 kg

Carga máxima: 125 kg

Altura mínima y máxima usuario: 1.50-1.85 m

Desplegado H × W × L: 82-95 × 65.5 × 63 cm

Plegado H × W × L: 85-95 × 31 × 63 cm

Profundidad del asiento: 42 cm

Ancho del asiento: 45 cm

Altura del asiento: 50 cm

Diámetro de la rueda delantera: 8 "

Diámetro de la rueda trasera: 12"

Garantía: 5 años en el cuadro y 2 años en otras piezas, con excepción del desgaste normal.

Rollz Motion² está disponible en dos colores: Matt Black y Island Blue.

